

ベッドサイドモニタ 一式 仕様書

1 品名及び規格(型番)、メーカー、数量等

メーカー：日本光電

	品名	規格	数量
	ベッドサイドモニタ	BSM-5762	
1	ベッドサイドモニタ	BSM-5762	1
2	レコーダーモジュール	WS-570P	1
3	マルチガスユニット	GF-310R	1
4	成人用ウォータラップYG-300P(10個入)	V924A	1
5	成人用サンプリングライン YG-310P(25本入)	V925A	1
6	接続ケーブル(2.5m)YJ-601P	K978	1
7	電極リード線 BR-923P 3電極クリップ式	K917	1
8	ECG中継コード(3/6電極) JC-906P 長さ3m	K922	1
9	SpO2中継コード JL-900P コード2.5m	K931	1
10	フィンガープローブ TL-201T コード1.6m 手指用	P225F	1
11	TL-260Tクリップアダプタ 成人30Kg以上、耳用	P256	1
12	YN-901P 成人用中継エアホース	S902	1
13	成人用カフ(小) YP-712T	S951C	1
14	成人用カフ(標準) YP-713T	S951D	1
15	大腿部用カフ YP-715T	S951F	1
16	バッテリーバック SB-950P	SB-950P-DB	1
17	BSM設置調整費	#INST-BSM	1式
18	麻酔機搭載部材費用一式	#KO-NS	1式

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類を提出すること。
ア 機器の構造、機能及び取扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細の一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和8年6月

4 納入場所

済生会西条病院 手術室

5 検収及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに当院の指定する者の検収を受け、機器の引き渡しを行うこと。
検収の際は、発注したメーカー名・規格・シリアルナンバー等が明確に確認できるものを用意しておくこと。

6 その他

契約書作成に係る費用、銀行振込手数料は受注者にて負担する。

この仕様書に定めない事項又は、疑議を生じた場合は、双方協議のうえ、その都度決定する。